

FICHA TÉCNICA**NDP SURFAPLUS****Marcado CE**
ON 0476
Med 31348**Versión 11**
Fecha de última revisión:
26.06.19
HOJA 1 de 4**Vesismín S.L.**

C/ Aribau 230-240, 6ª planta, L-O - 08006
08028 Barcelona (Spain)
Telf: +34 934.095.301
Fax: +34 933.396.628

Descripción

- NDP Surfapplus es un producto para la desinfección de productos sanitarios no invasivos.
- Elaborado a partir de una mezcla sinérgica (NDP) de ingredientes activos, con amonios cuaternarios de última generación combinados con agentes coadyuvantes y extractos activos de aceites esenciales.
- Producto Sanitario de clase IIa.

Aplicaciones

Producto para la desinfección de superficies, para Productos Sanitarios no invasivos: camillas, mesas de operaciones, pantallas de diagnóstico, equipos de monitorización clínica y de diálisis, camas de hospitalización, goteros, sillas de ruedas, carros de curas, interior de ambulancias, etc.

Composición

Ingredientes	Concentración
Cloruro de didecil dimetil amonio 70%	0.46 %
2-Fenoxietanol	0.10 %
Cinamaldehído	0.02 %
Isopropanol	30%
Excipientes y agua, csp	100 %

Propiedades físico-químicas

Estado a T^{ra} ambiente	Líquido transparente incoloro
pH (100% en agua)	4.5 – 6.5 (20°C)
Solubilidad en agua	Soluble al 100% (20°C)
Densidad	0.90 – 1.01 g/cc (20°C)
Inflamabilidad	Inflamable
Interacción otros materiales	El producto no es corrosivo y no altera los materiales ensayados: acero AISI 316, aluminio, polímeros (PMAA – polimetacrilato).

FICHA TÉCNICA

NDP SURFAPLUS	Marcado CE ON 0476 Med 31348	Versión 11 Fecha de última revisión: 26.06.19 HOJA 2 de 4
----------------------	---	--

Estabilidad	○ El producto activo es estable, no reactivo. ○ La luz solar no afecta la actividad de las soluciones. ○ Una vez abierto, utilizar en 6 semanas.
--------------------	--

Actividad antimicrobiana

	Tiempo (min)	Reducción
BACTERICIDA (UNE-EN 1276)		
Gram + (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>) Gram – (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i>)	1 min	>5log ₁₀
BACTERICIDA (UNE-EN 13697)		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 min	>4log ₁₀
Gram + (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>) Gram – (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i>)	5 min	>4log ₁₀
<i>Staphylococcus aureus</i> resistente a la metilicina	15 min	>4log ₁₀
<i>Enterococcus faecalis</i> resistente a la vancomicina	15 min	>4log ₁₀
BACTERICIDA (EN 13727)		
Gram + (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>) Gram – (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	5 min	>4log ₁₀
FUNGICIDA (UNE-EN 13697)		
<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>	15 min	>3log ₁₀
FUNGICIDA (UNE-EN 1650)		
<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>	15 min	>4log ₁₀
FUNGICIDA (EN 13624)		
<i>Candida albicans</i> ,	5 min	>4log ₁₀
VIRUCIDA (EN 14476)		
<i>Vaccinia virus cepa Elstree/Ankara*</i> * Test realizado en la formulación del producto sin alcohol ni cinamaldehído	5 min	>4log ₁₀
MICOBACTERICIDA (EN 14348)		
<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i>	10 min	>4log ₁₀

FICHA TÉCNICA

NDP SURFAPLUS	Marcado CE ON 0476 Med 31348	Versión 11 Fecha de última revisión: 26.06.19 HOJA 3 de 4
----------------------	---	--

Modo de empleo

1. Limpieza de la zona a desinfectar

- Se recomienda limpiar previamente la superficie con detergente neutro, especialmente cuando hay suciedad visible.
- Evitar la limpieza en seco con el fin de no mover polvo. Realizar la limpieza mediante arrastre húmedo.
- La limpieza se hará horizontal en zig-zag, de arriba hacia abajo y de dentro hacia fuera.

2. Desinfección

- Pulverizar o aplicar el producto con una bayeta o toallita, sin diluir, hasta la total impregnación de la superficie a desinfectar.
- Cuando se utilice una bayeta aséptica o gasa estéril para aplicar el producto, desinfectar de zonas menos a más contaminadas, cambiando de bayeta/toallita a menudo. Se recomienda también dicha práctica siempre que se considere oportuno debido a la elevada contaminación o grado de criticidad de la superficie.
- Dejar actuar como mínimo 1 minuto a temperatura ambiente (ver apartado Actividad antimicrobiana).
- El producto es autosecante. En caso de que quedaran restos de producto no evaporado, retirar con un paño.

Observaciones:

- La temperatura ambiente resulta óptima para su utilización.
- Es recomendable su aplicación en ausencia de pacientes, para evitar la respiración de aerosoles.

Precauciones

- Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Una utilización inadecuada del producto puede provocar una deficiente desinfección de la superficie.
- El producto contiene alcohol. Evitar el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles o enfermas de la piel. No ingerir.
- No utilizar conjuntamente con productos que contengan o liberen cloro (hipocloritos) ni con detergentes en base a tensoactivos aniónicos.
- Indicaciones de peligro: Líquido y vapores muy inflamables (H225), Provoca irritación ocular grave (H319), Puede provocar somnolencia o vértigo (H336), Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412)
- Consejos de prudencia: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar (P210), Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección (P280), Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación (P264), Evitar su liberación al medio ambiente (P273), EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

FICHA TÉCNICA

NDP SURFAPLUS	Marcado CE ON 0476 Med 31348	Versión 11 Fecha de última revisión: 26.06.19 HOJA 4 de 4
----------------------	---	--

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando) (P305 + P351 + P338), Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico (P337 + P313), EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse (P303+P361+P353), Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco (P403 + P235), Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado (P403 + P233), Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local (P501)

Presentaciones

Envase pulverizador de 750 ml: referencia SF750IFE

Envase 1.5L: referencia SF1500